


Anti-Mmp14/Mt1-Mmp 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - P50281

품목 번호: CM0030110



소개

MMP14/MT1-MMP를 타겟팅하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 MMP14와 반응하며 콜라겐 분해, 세포 이동, Notch 신호 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MMP14/MT1-MMP 토끼 pAb
비고/별칭	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCNRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
종	인간
유전자ID (인간)	4323
유전자ID	4323
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50281
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스 팩