


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mmp16 토끼 다클론 항체 - P51512

품목 번호: CM0016509



소개

인간 MMP16(MT3-MMP)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 표적은 세포외기질 분해 및 혈관 리모델링에 관여하는 막형 기질 금속단백분해효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP16 토끼 pAb
비고/별칭	MMP-X2; C8orf57; MT-MMP2; MT-MMP3; MT3-MMP; MMP16
종	인간
GeneID (인간)	4325
GeneID	4325
면역원	인간 MMP16(NP_005932.2)의 아미노산 290-565에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P51512
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스팩