


## Wb 및 Elisa용 항Mmp2 토끼 단클론 항체 - P08253

품목 번호: CM0006484



### 소개

인간 MMP2(72 kDa IV형 콜라게나아제, 젤라틴분해효소 A, CLG4)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 MMP2를 검출합니다. 혈관신생, 종양 침윤, 기질 리모델링 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | MMP2 토끼 mAb                                                      |
| 비고/별칭   | CLG4; MMP2                                                       |
| 종       | 인간                                                               |
| 유전자 ID  | 4313                                                             |
| 면역원     | 인간 MMP2(NP_004521.1)의 아미노산 451-660에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 공급원     | 토끼                                                               |
| 카테고리    | 단클론 항체                                                           |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                      |
| SWISS   | P08253                                                           |
| 단백질 분자량 | 74 kDa                                                           |
| 배송 방법   | 아이스 팩                                                            |