


Wb, Elisa용 Anti-Mmp2 토끼 단일클론 항체 - P08253

품목 번호: CM0002812



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 Anti-MMP2 토끼 단일클론 항체로, 혈관신생 및 종양 침윤에 관여하는 분비성 금속단백질분해효소인 사람, 쥐, 및 랫트 MMP-2와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP2 Rabbit mAb
비고/별칭	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-I; MMP-II; MMP2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	4313
GeneID	4313
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 MMP2 (P08253)의 아미노산 500-600 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P08253
단백질 분자량	74kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)