


Anti-Mmp2 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - P08253

품목 번호: CM0029299



소개

CamelBio의 MMP2 토끼 pAb(P08253)는 WB, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 적합한 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐 및 쥐 MMP2를 검출하며 혈관신생, 조직 리모델링 및 종양 침윤 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MMP2 토끼 pAb
비고/별칭	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
종	사람
유전자 ID	4313
면역원	사람 MMP2(NP_004521.1)의 아미노산 451-660에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P08253
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백