


## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mmp2 Rabbit Polyclonal Antibody - P08253

품목 번호: CM0014797



### 소개

이 MMP2 토끼 폴리클로날 항체는 인간, 마우스, 래트 MMP2를 검출하며, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 혈관신생, 종양 침습, 조직 재형성 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명            | MMP2 Rabbit pAb                                        |
| 비고/별칭          | CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2          |
| 종              | 인간                                                     |
| GeneID (Human) | 4313                                                   |
| 유전자 ID         | 4313                                                   |
| 면역원            | 인간 MMP2 (NP_004521.1)의 아미노산 40-280 서열에 해당하는 제조합 용합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                     |
| 범주             | 폴리클로날 항체                                               |
| 적용 분야          | WB, IF/ICC, ELISA                                      |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                            |
| SWISS          | P08253                                                 |
| 단백질 분자량        | 74kDa                                                  |
| 배송             | 아이스백                                                   |