

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mmp25 다클론 항체 - Q9Npa2

품목 번호: CM0022553

소개

인간 MMP25에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 프로테아제 및 세포외기질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP25 Rabbit pAb
비고/별칭	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
종	인간
유전자 ID	64386
면역원	인간 MMP25(NP_071913.1)의 아미노산 321-539에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NPA2
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스팩