

Anti-Mmp25 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npa2

품목 번호: CM0027427

소개

인간 MMP25 (MT6-MMP/leukolysin)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 재조합 면역원 (aa 350-540). ~63 kDa. 암 및 백혈구 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP25 Rabbit pAb
비고/별칭	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
종	인간(Human)
GeneID (인간)	64386
GeneID	64386
면역원	인간 MMP25 (NP_071913.1)의 아미노산 350-540에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NPA2
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)