

Wb, Elisa용 Anti-Mmp3 폴리클로날 항체 - P28862

품목 번호: CM0028979

소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 MMP3 (Stromelysin-1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 단백질 분자량이 54kDa인 마우스 MMP3를 인식합니다. 세포외 기질 분해 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	MMP3 Rabbit pAb
비고/별칭	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	4314
GeneID	17392
면역원(Immunogen)	사람 MMP3 (NP_034939.1)의 아미노산 385-477에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	P28862
단백질 분자량(Protein Weight)	54kDa
배송(Shipping)	아이스팩