


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Mmp3 토끼 다클론 항체 - P08254

품목 번호: CM0018145



소개

사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 MMP3 토끼 pAb. ECM 리모델링, 염증 및 항바이러스 면역의 핵심 기질 메탈로프로테이나제인 스트로멜리신-1을 표적으로 합니다. 암 및 관절염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP3 토끼 pAb
비고/별칭	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
종	사람
GeneID (사람)	4314
GeneID	4314
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P08254
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩