


웨스턴 블롯, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mmp3 (Stromelysin-1) 단일클론 항체 - P08254

품목 번호: CM0006706



소개

인간 MMP3 (Stromelysin-1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 세포외기질 재형성 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP3 Rabbit mAb
비고/별칭	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
종	인간
유전자 ID	4314 (인간)
면역원	인간 MMP3 (NP_002413.1)의 아미노산 385-477 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08254
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백