


Anti-Mmp3 (Stromelysin-1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

품목 번호: CM0003788



소개

인간 MMP3 (Stromelysin-1)에 대한 Rabbit monoclonal antibody입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. Rat과 교차 반응합니다. ECM 분해 및 염증성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP3 Rabbit mAb
비고/별칭	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
종	인간
유전자 ID (인간)	4314
유전자 ID	4314
면역원	인간 MMP3 (NP_002413.1)의 아미노산 385-477에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P08254
단백질 분자량	54 kDa
배송	아이스백