


Wb, Elisa용 항-Mmp7(매트릴리신) 토끼 단클론 항체 - P09237

품목 번호: CM0003948



소개

WB 및 ELISA용 MMP7 토끼 단클론 항체. 인간 매트릴리신(MMP-7), 약 30 kDa과 특이적으로 반응합니다. 세포외 기질 리모델링 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MMP7 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
종	인간
유전자 ID (인간)	4316
유전자 ID	4316
면역원	인간 MMP7(P09237)의 아미노산 1-267에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P09237
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스백