


Anti-Mmp7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09237

품목 번호: CM0017911



소개

인간 MMP7 (Matrilysin/PUMP-1)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅(Western blotting), IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 랫트(Rat)와 교차 반응합니다. 암, 조직 리모델링 및 진단 검사 개발 시 매트릭스 메탈로프로테이나제-7을 연구하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MMP7 Rabbit pAb
비고/별칭	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4316
GeneID	4316
항원(Immunogen)	인간 MMP7 (NP_002414.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 랫트(Rat)
SWISS	P09237
단백질 분자량(Protein Weight)	30kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)