

Anti-Mmp8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P22894

품목 번호: CM0020434



소개

MMP8(호중구 콜라게나제)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 세포외기질 및 염증 연구에 적합합니다. SWISS: P22894.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MMP8 Rabbit pAb
비고/별칭	HNC; CLG1; MMP-8; PMNL-CL; MMP8
종	Human
유전자 ID (인간)	4317
유전자 ID	4317
면역원	인간 MMP8 (NP_002415.1)의 아미노산 101-467에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P22894
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백