

Wb, Elisa용 Anti-Mmp9 폴리클로널 항체 - P41245

품목 번호: CM0020291

소개

마우스 MMP9(젤라티나제 B, 92kDa 타입 IV 콜라게나제)에 대한 고품질 토끼 폴리클로널 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 연구에서 세포외기질 재구성, 골 흡수 및 전이 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP9 Rabbit pAb
비고/별칭	Clg4b, Gel B, MMP-9, B/MMP9, pro-MMP-9, Pro-MMP9
종	마우스
GeneID (Human)	4318
GeneID (Mouse)	17395
면역원	마우스 MMP9 (NP_038627.1)의 아미노산 108-730에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로널 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P41245
단백질 분자량	80KDa
배송	아이스백