


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Mmp9 다클론 항체 - P14780

품목 번호: CM0016196



소개

인간 MMP9(젤라티나아제 B, CLG4B)에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포외 기질 및 백혈구 이동 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	MMP9 토끼 pAb
비고/별칭	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
종	인간
유전자ID (인간)	4318
유전자ID	4318
면역원	인간 MMP9(NP_004985.2)의 아미노산 538-707에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14780
단백질 분자량	78 kDa
배송 방식	아이스백