


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mmut 단일클론 항체 - P22033

품목 번호: CM0012352



소개

사람, 쥐, 랫트 샘플에서 WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-MMUT 토끼 단일클론 항체입니다. 대사 연구에서 메틸말로닐-CoA 뮤타제 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMUT Rabbit mAb
비고/별칭	MCM; MUT; MMUT
종(Species)	사람(Human)
GeneID	4594
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 MMUT (P22033)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P22033
단백질 분자량(Protein Weight)	83kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)