

Wb 및 Elisa용 Anti-Mnx1/Hb9/Hlxb9 폴리클론항체 - P50219

품목 번호: CM0021424

소개

인간 MNX1/HB9/HLXB9 전사인자를 표적하는 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차반응성을 보입니다. 운동신경세포 및 척장 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MNX1/HB9/HLXB9 Rabbit pAb
비고/별칭	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
종	인간
GeneID (인간)	3110
GeneID	3110
면역원	재조합 단백질 인간 MNX1/HB9/HLXB9 (NP_005506.3)의 아미노산 201-315에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50219
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩