

Wb 및 Elisa용 항-Mobp 토끼 다클론 항체 - Q13875

품목 번호: CM0020795

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 고품질 항-MOBP 토끼 다클론 항체입니다. 수초 초막 압축에 관여하는 수초 관련 단백질인 인간, 생쥐 및 랫트 MOBP와 반응합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MOBP 토끼 pAb
비고/별칭	MOBP
종	인간
유전자 ID (인간)	4336
유전자 ID	4336
면역원	인간 MOBP 아미노산 1-70번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_891980.1)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫트
SWISS	Q13875
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩