

Wb, Ihc-P, Elisa용 항모에신 단클론 항체 - P26038

품목 번호: CM0009165



소개

인간 Moesin에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. ERM 패밀리의 단백질, 세포 피질 조직 및 면역 신호 전달 연구에 적합합니다. UniProt P26038.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Moesin 토끼 mAb
비고/별칭	HEL70; IMD50; 모에신(Moesin)
종	인간
유전자 ID (인간)	4478
유전자 ID	4478
면역원	합성 펩타이드 인간 MSN (P26038)의 아미노산 400-500 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P26038
단백질 분자량	68kDa
배송 방식	아이스 팩