

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Moesin 폴리클로날 항체 - P26038

품목 번호: CM0015088



소개

인간 Moesin (MSN)을 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로트, 면역형광법, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포질 조직, 면역 조절 및 세포골격 역학에서의 ERM 단백질 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Moesin Rabbit pAb
비고/별칭	HEL70; IMD50; Moesin
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4478
GeneID	4478
면역원	인간 Moesin (NP_002435.1)의 아미노산 458-557에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P26038
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스 백(Ice bag)