

Wb 및 Elisa용 Anti-Mogs Rabbit Polyclonal Antibody - Q13724

품목 번호: CM0013273

소개

이 토끼 다클로날 항체는 인간 MOGS (만노실-올리고당 글루코시다제, DER7/GCS1), ~92kDa를 검출하며 WB 및 ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. N-글리칸 분해 연구에 최적입니다 - Q13724.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                             |
| 제품명         | MOGS Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | DER7; GCS1; CDG2B; CWH41; MOGS                                |
| 종           | 인간(Human)                                                     |
| 유전자 ID (인간) | 7841                                                          |
| 유전자 ID      | 7841                                                          |
| 면역원         | 인간 MOGS (NP_006293.2)의 아미노산 60-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                    |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                               |
| 응용          | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                 |
| SWISS       | Q13724                                                        |
| 단백질 분자량     | 92kDa                                                         |
| 배송          | 아이스 백(Ice bag)                                                |