

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mok 토끼 다클로날 항체 - Q9Uq07

품목 번호: CM0022938

소개

사람 MOK (RAGE-1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 키나제 신호 전달 및 섬모 생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MOK Rabbit pAb
비고/별칭	RAGE; RAGE1; STK30; RAGE-1; MOK
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5891
항원(Immunogen)	사람 MOK (NP_055041.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UQ07
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)