


Anti-Monoamine Oxidase A (Maoa) Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc, Elisa - P21397

품목 번호: CM0017498



소개

인간 Monoamine Oxidase A (MAOA)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경전달물질 분해의 핵심 효소인 미토콘드리아 MAOA를 검출합니다. 신경과학 및 심혈관 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Monoamine Oxidase A (MAOA) Rabbit pAb
비고/별칭	BRNRS; MAO-A; Monoamine Oxidase A (MAOA)
종	인간
GeneID (인간)	4128
GeneID	4128
면역원	인간 Monoamine Oxidase A (NP_000231.1)의 아미노산 1-260을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P21397
단백질 무게	61kDa
배송	아이스백