


Anti-Monoamine Oxidase A (Maoa) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P21397

품목 번호: CM0015490



소개

Western blot, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA용 인간 모노아민 산화효소 A (MAOA)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경전달물질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Monoamine Oxidase A (MAOA) Rabbit pAb
비고/별칭	BRNRS; MAO-A; Monoamine Oxidase A (MAOA)
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4128
GeneID	4128
면역원	인간 Monoamine Oxidase A (NP_000231.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P21397
단백질 분자량	61 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)