

Anti-Morf4L2 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q15014

품목 번호: CM0028878

소개

인간 MORF4L2를 표적하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. NuA4 복합체, 염색질 조절, DNA 복구 경로 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MORF4L2 토끼 pAb
비고/별칭	MRGX, MORFL2, MORF4L2
종	인간
유전자 ID (인간)	9643
유전자 ID	9643
면역원	인간 MORF4L2 (NP_001135890.1)의 아미노산 1-282에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15014
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백