


Abflo 647 항-마우스 Cd107B (Lamp2) 유세포 분석용 단일클론 항체 - P17047

품목 번호: CM0008198



소개

유세포 분석용으로 검증된 마우스 CD107b (LAMP2) 표적 ABflo 647 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스와 반응합니다. 리소좀 생합성, 자가포식 및 항원 제시 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-마우스 CD107b mAb
비고/별칭	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
종	마우스
GeneID (인간)	3920
GeneID	16784
면역원	마우스 CD107b의 아미노산 26-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001017959.1).
생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P17047
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백