


유세포 분석용 항마우스 Cd107B 단클론 항체 - P17047

품목 번호: CM0004911



소개

마우스 CD107b(LAMP-2)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증된 이 46 kDa 리소좀 막 단백질 항체는 마우스 CD107b 발현 검출을 가능하게 합니다. 자가포식 및 리소좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD107b mAb
비고/별칭	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
종	마우스
인간 유전자 ID	3920
유전자 ID	16784
면역원	마우스 CD107b(NP_001017959.1)의 아미노산 26-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P17047
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩