

마우스 Cd112/Nectin-2 대항 단일클론 항체 (Fc용) - P32507

품목 번호: CM0008364



소개

T세포 조절 인자 및 세포 부착 단백질을 표적으로 하는 유세포 분석용 마우스 CD112/Nectin-2 단일클론 항체입니다. 마우스에 대해 검증되었으며 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD112/Nectin-2 mAb
비고/별칭	MPH, Pvr, Pvs, Cd112, Pvr12, nectin-2
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	5819
GeneID (마우스)	19294
면역원(Immunogen)	마우스 CD112/Nectin-2 (NP_033016.3)의 아미노산 32-345에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P32507
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)