

Anti-Mouse Cd117/C-Kit Rabbit Monoclonal Antibody For Fc - P05532

품목 번호: CM0009291



소개

유세포 분석용 마우스 CD117/c-Kit 수용체를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 조혈 및 줄기세포 연구를 지원하며 신뢰할 수 있는 IVD 원료로 제공됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD117/c-Kit mAb
비고/별칭	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	3815
GeneID	16590
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 (마우스 CD117/c-Kit (NP_001116205.1)의 아미노산 25-523에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Mouse (마우스)
SWISS	P05532
단백질 분자량	22kDa/108kDa/109kDa
배송(Shipping)	아이스백