

마우스 Cd11A 타겟 모노클로널 항체 (Apc) - Fc용 - P24063

품목 번호: CM0012810

소개

유세포분석(Flow Cytometry)용 마우스 CD11a (LFA-1 알파 사슬)을 타겟으로 하는 APC 접합 토끼 모노클로널 항체입니다. 접착 및 면역 반응에 관여하는 백혈구 인테그린 소단위를 인식합니다. 재조합 면역원으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 CD11a mAb
비고/별칭	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	3683
GeneID	16408
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD11a (NP_001240801.1)의 아미노산 149-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	모노클로널 항체 (Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P24063
단백질 분자량	128kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)