

Anti-Mouse Cd11a Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P24063

품목 번호: CM0009265

소개

유세포 분석용 접합 토끼 항-마우스 CD11a 단일클론 항체. 인테그린 알파-L(LFA-1)를 표적하며, 백혈구 부착, 이동 및 면역 시냅스 형성에 관여합니다. 면역학 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD11a mAb
비고/별칭	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (사람)	3683
유전자 ID (마우스)	16408
항원(Immunogen)	마우스 CD11a (NP_001240801.1)의 아미노산 149-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P24063
단백질 분자량	128kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)