


유세포 측정용 항마우스 Cd11B 단클론 항체 (비오틴) - P05555

품목 번호: CM0004150



소개

유세포 측정(FC) 적용 분야용으로 마우스 CD11b (인테그린 알파-M, ITGAM)를 표적으로 하는 비오틴 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 샘플에서 검증되었으며, 재조합 면역원을 사용하고 예상 분자량은 127 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비오틴 토끼 항마우스 CD11b 단클론 항체
비고/별칭	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
종	마우스
유전자ID (인간)	3684
유전자ID	16409
면역원	마우스 CD11b (NP_032427.2)의 아미노산 143-337번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P05555
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스 팩