


유세포 측정용 항마우스 Cd11b 단클론 항체 () - P05555

품목 번호: CM0012723



소개

가 접합된 토끼 항마우스 CD11b 단클론 항체로, 유세포 측정에 사용됩니다. 마우스에서 유효성이 검증되었습니다. 재조합 단백질 면역원입니다. 단핵구, 대식세포 및 미세아교세포에서 인테그린 알파-M 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD11b mAb
비고/별칭	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
종	마우스
유전자ID (인간)	3684
유전자ID (마우스)	16409
면역원	재조합 단백질 마우스 CD11b (NP_032427.2)의 아미노산 143-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P05555
단백질 분자량	127kDa
배송 방식	아이스 팩