


유세포측정용 항마우스 Cd11B 단클론 항체 - P05555

품목 번호: CM0005854



소개

마우스 CD11b(인테그린 알파-M)에 대한 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에 대해 검증되었습니다. 세포외 도메인을 인식합니다. 백혈구 부착, 보체 수용체 기능 및 미세아교세포 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD11b mAb
비고/별칭	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
종	마우스
유전자 ID (인간)	3684
유전자 ID	16409
면역원	마우스 CD11b (NP_032427.2)의 아미노산 143-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P05555
단백질 분자량	127kDa
배송 방식	아이스 팩