


유세포 분석용 항-마우스 Cd11b 단일클론 항체(Percp) - P05555

품목 번호: CM0006080



소개

유세포 분석용으로 검증된 마우스 CD11b 대상 PerCP 접합 토끼 단일클론 항체. 백혈구 접착 수용체인 인테그린 알파-M(Mac-1)을 표적으로 합니다. 면역학 연구에 적합합니다. SWISS P05555.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PerCP 토끼 항-마우스 CD11b mAb
비고/별칭	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
종	마우스
GeneID(인간)	3684
GeneID	16409
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P05555
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스백