

Fc용 항-마우스 Cd11C Mab - Q9Qxh4

품목 번호: CM0012248

소개

에 접합된 마우스 CD11c 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 면역세포의 접착 및 염증 반응에서 인테그린 알파-X를 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	항-마우스 CD11c mAb
비고/별칭	Cr4; N418; Cd11c
종	마우스
GeneID (인간)	3687
GeneID	16411
면역원	마우스 CD11c 제조합 단백질
출처	아르메니아 햄스터
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QXH4
단백질 중량	129kDa
배송	아이스팩