

항-마우스 Cd11C 단일클론 항체(Fc용) - Q9Qxh4

품목 번호: CM0010837

소개

유세포분석(FC)용으로 검증된 아르메니아 햄스터 유래 항-마우스 CD11c 단일클론 항체입니다. 면역 반응에서 중요한 접착 수용체인 마우스 인테그린 알파-X를 표적으로 합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	항-마우스 CD11c mAb
비고/별칭	Cr4; N418; Cd11c
종	마우스
유전자 ID(인간)	3687
유전자 ID(마우스)	16411
면역원	마우스 CD11c 재조합 단백질
유래	아르메니아 햄스터
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QXH4
단백질 분자량	129 kDa
운송	아이스팩