

안티-마우스 Cd11C 단일클론 항체 (Fc용) - Q9Qxh4

품목 번호: CM0008670

소개

유세포 분석용으로 검증된 마우스 CD11c (인테그린 알파-X)에 대한 아르메니안 햄스터 단일클론 항체. 마우스 CD11c를 인식하며, 면역원은 재조합 단백질입니다. 염증 반응 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	안티-마우스 CD11c mAb
비고/별칭	Cr4; N418; Cd11c
종	마우스
GeneID (Human)	3687
GeneID	16411
면역원	마우스 CD11c 재조합 단백질
원천	아르메니안 햄스터
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QXH4
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스백