

유세포 분석용 Anti-Mouse Cd11C 단일클론 항체 () - Q9Qxh4

품목 번호: CM0006015

소개

유세포 분석용으로 검증된 접합 Anti-Mouse CD11c 단일클론 항체 (클론 N418). 마우스 면역세포 분석을 위한 수지상 세포 마커인 인테그린 알파-X를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	anti-Mouse CD11c mAb
비고/별칭	Cr4; N418; Cd11c
종	마우스
GeneID (인간)	3687
GeneID	16411
면역원	마우스 CD11c 제조합 단백질
원천	아르메니아 햄스터
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QXH4
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스팩