

Fc용 Anti-Mouse Cd124/Il-4Ra 단일클론 항체 - P16382

품목 번호: CM0009485

소개

유세포 분석용으로 검증된 Rabbit anti-Mouse CD124/IL-4Ra mAb. 마우스 인터루킨-4 수용체 알파 사슬(UniProt P16382)을 표적합니다. Th2 분화, 알레르기 및 IgE 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD124/IL-4Ra mAb
비고/별칭	Il4r; CD124
종	마우스
유전자 ID (인간)	3566
유전자 ID	16190
면역원	마우스 CD124/IL-4Ra (NP_001008700.1)의 아미노산 26-233에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P16382
단백질 무게	87kDa
배송	아이스팩