


마우스 Cd127/IL-7Rα 대항 단일클론 항체 (), 유세포 분석용 - P16872

품목 번호: CM0004679



소개

마우스 CD127/IL-7Rα (UniProt P16872)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 마우스에 특이적이며, 재조합 단백질 면역원을 사용하고 분자량은 51 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-마우스 CD127/IL-7Rα mAb
비고/별칭	CD127; IL-7Rα
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (인간)	3575
유전자 ID (마우스)	16197
면역원(Immunogen)	마우스 CD127/IL-7Rα (NP_612564.1)의 아미노산 21-239에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P16872
단백질 무게	51kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)