


유세포 분석용 항마우스 Cd130/Gp130 단클론 항체 - Q00560

품목 번호: CM0008764



소개

유세포 분석(FC)용 가 접합된 토끼 항마우스 CD130/gp130 단클론 항체입니다. IL-6 수용체 서브유닛 베타를 표적으로 하여 사이토카인 신호 전달, 면역 조절 및 염증 연구를 가능하게 합니다. - Q00560.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 CD130/gp130 mAb
비고/별칭	CD130; gp130; D13Erttd699e; 5133400A03Rik
종	마우스
유전자 ID (인간)	3572
유전자 ID (마우스)	16195
면역원	마우스 CD130/gp130 (NP_034690.3)의 아미노산 23-617에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00560
단백질 분자량	102kDa
배송 방식	아이스 팩