


유세포 분석용 항마우스 Cd130/Gp130 단일클론 항체 - Q00560

품목 번호: CM0008992



소개

염료가 접합된 마우스 CD130/gp130(SWISS Q00560)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 사용됩니다. 마우스와 반응하며, 면역원은 세포외 도메인(아미노산 23-617)에 해당합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 CD130/gp130 mAb
비고/별칭	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
종	마우스
GeneID (사람)	3572
GeneID	16195
면역원	마우스 CD130/gp130(NP_034690.3)의 아미노산 23-617에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00560
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스팩