

유세포 분석용 Anti-Mouse Cd138/Syndecan-1 단일클론 항체 () - P18828

품목 번호: CM0009776

소개

마우스 CD138/Syndecan-1을 표적하는 로 접합된 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증됨. 세포외 도메인을 인식하며, 프로테오글리칸 매개 세포 부착, 엑소솜 생물학 및 MSX1 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD138/Syndecan-1 mAb
비고/별칭	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
종	마우스
GeneID (Human)	6382
GeneID (Mouse)	20969
면역원	마우스 CD138/Syndecan-1 (NP_035649.1)의 아미노산 23-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18828
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백