

유세포 분석용 항-마우스 Cd140B/Pdgfr 베타 단일클론 항체 (Pe) - P05622

품목 번호: CM0008923



소개

유세포 분석을 위한 마우스 CD140b/PDGFR 베타 표적 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 혈관 신생, 심혈관 발달 및 신장 섬유화 연구에 적합하며 마우스 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD140b/PDGFR 베타 mAb
비고/별칭	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
종	마우스
GeneID (인체)	5159
GeneID	18596
면역원	마우스 CD140b/PDGFR 베타의 아미노산 32-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_032835.2).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P05622
단백질 무게	123kDa
배송	아이스팩