

Fc용 항마우스 Cd146 단일클론항체 () - Q8R2Y2

품목 번호: CM0009184

소개

유세포 분석(FC)에 검증된 Rabbit anti-Mouse CD146 mAb. 약 71kDa의 마우스 CD146/MUC18/gicerin을 표적합니다. 재조합 면역원. 세포 접착 및 흑색종 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Mouse CD146 mAb
비고/별칭	CD146; CD149; Muc18; s-endo; l-gicerin; s-gicerin
종	마우스
유전자 ID (인간)	4162
유전자 ID	84004
면역원	마우스 CD146 (NP_075548.2)의 아미노산 24-563에 해당하는 서열의 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8R2Y2
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백