

유세포 분석용 항마우스 Cd150/Slam 단클론 항체 - Q9Qum4

품목 번호: CM0011136

소개

유세포 분석용 가 접합된 토끼 항마우스 CD150/SLAM 단클론 항체입니다. 면역 신호 전달에 관여하는 38 kDa 세포막 수용체인 마우스 SLAM 패밀리 구성원 1을 표적으로 합니다. 마우스 시료와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD150/SLAM 단클론 항체
비고/별칭	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
종	마우스
유전자ID (인간)	6504
유전자ID	27218
면역원	마우스 CD150/SLAM (NP_038758.2)의 아미노산 25-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QUM4
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 팩