

마우스 Cd161C/Nk1.1 대항 Fc용 단클론성 항체 - P27814

품목 번호: CM0012264

소개

유세포분석을 위한 마우스 CD161c/NK1.1을 표적으로 하는 토끼 단클론성 항체입니다. 자연살해 세포의 세포독성과 인터페론-감마 생성을 연구할 수 있습니다. 마우스와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD161c/NK1.1 mAb
비고/별칭	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrk1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P1.9
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	3820
GeneID	17059
면역원(Immunogen)	마우스 CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2)의 아미노산 67-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼
카테고리	단클론성 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스
SWISS	P27814
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)